



CardioChek on kannettava kolesterolimittari, jonka maailmanlaajuinen suosio perustuu yksinkertaisuuteen, nopeuteen ja luotettavuuteen. Mittaria käyttävät lääkärit, sairaanhoitajat, hoitohenkilökunta ja työterveyshuolto kolesteroliarvojen, lipidien, glukoosin, kreatiniinin ja ketonin mittaamiseen. CardioChek:lla voi tehdä yhden tai useampia testejä samanaikaisesti. Se on lisäksi ainoa mittari, jolla lipiditason ja kolesteroliarvot voi mitata kahdessa minuutissa.

Luotettavuus

CardioChek on huolellisesti testattu ja sen tulosten luotettavuus on laboratoriotestien luokkaa. Tehdaskalibrointi lisää luotettavuutta. Kolesterolimittari on CE-merkitty ja se täyttää NCEP:n (National Cholesterol Education Program) mukaiset testivaatimukset.

Taloudellisuus

CardioChek säästää selvää rahaa, koska potilaan odotusaika vähenee ja konsultointi tapahtuu suoraan potilaan ja hoitavan henkilön välillä. Mittari vähentää lisäksi laboratorion aiheutuvaa viivytystä, paperityötä ja puhelimitse tapahtuvaa seuranta. Koska CardioChek korvaa lääketieteellisen testauksen aiheuttamia kuluja, kertyy säästöä myös instrumentti- ja testauskustannuksista.

Yksinkertaisuus

CardioChek toimii kahdella AAA-patterilla. Laitteen käsittely on tehty mahdollisimman helpoksi: käyttöä ohjataan kahdella näppäimellä ja laitteen sisäiseen muistiin voi varastoida suoritettut testit. Luotettavuutta lisää liikkuvien osien puuttuminen. Testi tehdään verikokeena sormenpäältä, minkä jälkeen veri asetetaan CardioChekissa olevalle mittaliuskalle. Mittaustulos näkyy näytössä 1 – 2 minuutin kuluttua.

Valmistus

CardioChekin valmistaja on amerikkalainen Polymer Technologies, jolla on jakelukanavia useissa maissa kaikilla mantereilla. Polymer on tunnettu asemastaan kehityksen kärjessä sekä läheisestä yhteistyöstään lääkäreiden ja tutkijoiden kanssa.

CardioChek:n testit

CardioChek:lla voi tehdä yhden tai useampia testejä samanaikaisesti. Alla on lista tarpeen mukaan valittavana olevista mittaliuskoista.

Kaksi mallia

Mallilla CardioChek PA voidaan lukea kaikki mittaliuskat ja mallilla CardioChek yksittäisesti mittaliuskat mutta ei LDL-kolesteroli mittaliuskaa.

Mittaliuska

Lipiditaso

Kokonaiskolesteroli + HDL
Kokonaiskolesteroli + glukoosi
Kokonaiskolesteroli
HDL-kolesteroli
LDL-kolesteroli
Triglyseridi
Glukoosi
Ketoni

Testiarvo

Kokonaiskolesteroli, HDL, triglyseridi, laskettu LDL,
kokonaiskolesteroli / HDL suhde
Kokonaiskolesteroli ja HDL
Kokonaiskolesteroli ja glukoosi
Kokonaiskolesteroli
HDL-kolesteroli
LDL-kolesteroli
Triglyseridi
Glukoosi
Ketoni

KNORRING OY AB
PÄÄKONTTORI – HUVDKONTOR

OSOITE: KARVAAMOKUJA 6
00380 HELSINKI
GARVERIGRÄND 6
00380 HELSINGFORS
PUH/TEL: +358 (0)9 560 41
TELEFAX: +358 (0)9 565 2463
EMAIL: knorring@knorring.fi
WWW: www.knorring.fi

KILPISENKATU 7
40100 JYVÄSKYLÄ
(014) 614 100
(014) 615 004

POPPELLIKUJA 12
21110 NAANTALI
NÄDENDAL
(02) 435 5158
(02) 435 4406

JOENSUU
NORDEA 200118-318423
IBAN FI0320011800318423
SWIFT NDEAFIHH
(0400) 672 607
SAMPO 800016-56643
IBAN FI3080001600056643
SWIFT PSPBFIHH

Y-TUNNUS FO-NUMMER
0110085-5
ALV REK.
MOMS REG.
VAT NO: FI01100855
krmro HRnr 134.332