




PTS Collect™ Kapillaariputket Koulutus





PTS Collect Kapillaariputket



Kapillaariputket ovat suunniteltuja toimimaan kaksiosaisesti:

- 1) Näytteen kerääminen:** Aseta peukalo ja sormi ilmasäiliön alle.
- 2) Näytteen annostelu:** Ota kiinni peukalolla ja sormella ilmasäiliöstä. Peitä ilmasäiliön reijät ja purista näyte mittaliuskalle.

PTS Collect Kapillaariputket



- 1) **Näytteen kerääminen:** Aseta peukalo ja sormi ilmasäiliön alle .
- 2) **Näytteen annostelu:** Ota kiinni peukalolla ja sormella ilmasäiliöstä. Peitä ilmasäiliön reiät ja purista näyte mittaliuskalle.